

自宅で、リラックスしてできる妊活サポート商品  
セルフシリンジ法※キット「タイミングエイド(TIMING AID)」  
2019年10月16日(水)より販売開始のお知らせ

相模ゴム工業株式会社(社長:大跡一郎、世田谷区成城)はこのたびセルフシリンジ法キット※「タイミングエイド」を2019年10月16日(水)より販売いたします。

本商品は今年3月に発売した、精子の活動に着目した妊活対応ジェル「ポジティブ サポート」に次ぐ妊活サポート商品第2弾で、性機能障害等により自然性交によるタイミング法の実施が難しいふたりが、性行為をせずに精液を採取し、女性の腔に注入するために使用する医療機器です。女性の身体を考え、商品の形状や長さなど、細部にわたりこだわって設計しました。

相模ゴム工業では、「愛に溢れたアイデア」という視点から、今後も妊活サポート商品の開発、販売を行い、ふたりの健全な家族計画をサポートさせていただきたいと存じます。




- 商品 : タイミングエイド(TIMING AID) ¥12,000(税別)
- 取扱 : 全国の主要ドラッグストア、インターネット販売など
- 商品概要 : 性機能障害(ED、射精障害、性交痛、性嫌悪等)の方にご使用いただける妊活用のシリンジ法キットです

■内容物

採精容器 × 3個




シリンジ × 3本



採精容器スタンド × 3枚



カテーテル × 3本



※シリンジ(注射器)とカテーテルを使用して精液を自身で腔内へ注入する方法

■本リリースに関するお問い合わせ


相模ゴム工業株式会社 担当:山下 TEL:03-3417-0811 [h.yamashita@sagami-gomu.co.jp](mailto:h.yamashita@sagami-gomu.co.jp)

## ■タイミング エイドの特徴

本商品は性機能障害等により自然性交によるタイミング法の実施が難しいふたりが、性行為をせずに精液を採取し、女性の膣に注入するために使用する医療機器です。

### ①女性の身体を考えたなめらかでいれやすい形状



「タイミング エイド」のカテーテルは、女性の膣にいれやすいよう、なめらかで滑りやすい形状・表面加工を施しています。また、使用時に接続部が外れる心配がありません。



### ②子宮口の周辺に届きやすい長さに設計

「タイミング エイド」は、カテーテルのシャフト(挿入部)先端が子宮口の周辺に届きやすいよう約110mm(当社測定)に設計されています。

※女性の膣口から子宮口までの長さは約100mm(当社測定)です。




### ③操作しやすい大きめのツバ

「タイミング エイド」はカテーテルのツバ※を大きめに設計されていますので、爪が長い女性でもしっかりと持ってシリンジを押しすることができます。

### ④使いやすさを考えた採精容器スタンド付き

「タイミング エイド」には、採取した精液を吸引しやすい角度にセットできる組み立て式の容器スタンドが付いています。



採精容器スタンド



妊活サポート専用サイト: [www. www.ninkatsu-sagami.com/](http://www.ninkatsu-sagami.com/)